

Product name: BurnFree® Fire/Trauma Blanket – Hydrogel

Cod: COP200 / COP201 / COP195

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione

Coperta antiustione per primo soccorso, imbevuta di hydrogel rinfrescante. Aiuta a interrompere il processo di combustione, rimuove calore dalla zona ustionata e può estinguere piccole fiamme.

Dimensioni

Coperta (variante illustrata): 91 × 76 cm (36" × 30"). Altre dimensioni: n.d.

Contenuto del kit

- 1 coperta antiustione BurnFree® imbevuta di hydrogel
- Foglio istruzioni



Istruzioni

Rimuovere la coperta dalla busta. Coprire e conformare delicatamente sulla zona ustionata o avvolgere la vittima, evitando di frizionare. Non rimuovere corpi estranei aderenti. Mantenere fino al trasferimento a personale sanitario. Prodotto monouso.

English

Description

Hydrogel- soaked fire/trauma blanket for first aid. Helps stop the burning process, removes heat from the burn site and can extinguish small flames.

Dimensions

Blanket (illustrated variant): 91 × 76 cm (36" × 30"). Other sizes: n/a.

Kit contents

- 1 BurnFree® hydrogel fire/trauma blanket
- Instruction leaflet

Instructions for use

Remove blanket from inner bag. Gently cover and conform to the burn area or wrap the casualty, avoiding rubbing. Do not remove adhered debris. Keep in place until hand- over to medical personnel. Single- use product.

French

Description

Couverture anti- brûlure imprégnée d'hydrogel pour les premiers secours. Permet d'arrêter le processus de combustion, d'extraire la chaleur et d'éteindre de petites flammes.

Dimensions

Couverture (variante illustrée) : 91 × 76 cm (36" × 30"). Autres tailles : n.d.

Contenu du kit

- 1 couverture anti- brûlure BurnFree® imbibée d'hydrogel
- Notice d'utilisation

Mode d'emploi

Sortir la couverture du sachet interne. Recouvrir et épouser délicatement la zone brûlée ou envelopper la victime, sans frotter. Ne pas retirer les débris adhérents. Maintenir en place jusqu'à la prise en charge médicale. Usage unique.



German

Beschreibung

Mit Hydrogel getränkte Brand-/Traumadecke zur Ersten Hilfe. Hilft, den Verbrennungsprozess zu stoppen, Wärme abzuleiten und kleine Flammen zu löschen.

Abmessungen

Decke (gezeigte Variante): 91 × 76 cm (36" × 30"). Weitere Größen: k. A.

Lieferumfang

- 1 BurnFree® Brand-/Traumadecke mit Hydrogel
- Gebrauchsanweisung

Anwendung

Decke aus dem Innenbeutel entnehmen. Sanft auf die Verbrennung legen bzw. den Patienten einhüllen, ohne zu reiben. Anhaftende Fremdkörper nicht entfernen. Bis zur Übergabe an medizinisches Personal belassen. Einmalprodukt.

Spanish

Descripción

Manta para quemaduras impregnada de hidrogel para primeros auxilios. Ayuda a detener el proceso de quemadura, extrae calor de la zona y puede apagar llamas pequeñas.

Dimensiones

Manta (variante mostrada): 91 × 76 cm (36" × 30"). Otras medidas: n/d.

Contenido del kit

- 1 manta antiquemaduras BurnFree® con hidrogel
- Hoja de instrucciones

Instrucciones de uso

Saque la manta de la bolsa interior. Cubra y adapte suavemente sobre la zona quemada o envuelva al paciente, evitando frotar. No retire restos adheridos. Mantenga en su lugar hasta la entrega al personal sanitario. Producto de un solo uso.