

# DROP Eye Wash Station

Cod: CPS202

**Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017**



---

## Italiano

### Descrizione

Stazione di lavaggio oculare a parete con design compatto e ad accesso rapido. Consente l'irrigazione immediata dell'occhio in caso di contaminazioni da polveri o agenti chimici lievi. Coperchio protettivo e supporto per un posizionamento visibile in prossimità delle aree a rischio.

### Dimensioni

Stazione a parete in ABS: 260 × 340 × 90 mm · 2 flaconi soluzione salina sterile 500 ml ciascuno.

### Contenuto del kit

- 2 × flaconi di soluzione salina sterile 0,9% NaCl da 500 ml
- Stazione a parete in ABS con supporto
- Kit di fissaggio (viti e tasselli)
- Istruzioni d'uso multilingue

### Istruzioni

1) Aprire il coperchio e afferrare un flacone. 2) Ruotare l'erogatore e applicare la coppa sull'occhio interessato. 3)



Premere per avviare il getto e mantenere l'irrigazione per 10–15 minuti, tenendo l'occhio aperto. 4) Se l'irritazione persiste, consultare un medico. 5) Sostituire i flaconi utilizzati e verificare periodicamente le scadenze.

## English

### Description

Wall- mounted eye wash station with compact, quick- access design. Provides immediate eye irrigation in case of dust or mild chemical splashes. Protective cover and bracket for high- visibility placement near risk areas.

### Dimensions

Wall- mount ABS station: 260 × 340 × 90 mm · 2 bottles of sterile saline 500 ml each.

### Kit contents

- 2 × bottles sterile saline 0.9% NaCl, 500 ml
- Wall- mount ABS station with bracket
- Mounting kit (screws and plugs)
- Multilingual instructions

### Instructions

1) Open the cover and take one bottle. 2) Twist the nozzle and place the eye- cup over the affected eye. 3) Squeeze to start the flow and irrigate for 10–15 minutes, keeping the eye open. 4) Seek medical advice if irritation persists. 5) Replace used bottles and check expiry dates regularly.

## French

### Description

Station de lavage oculaire murale au design compact et à accès rapide. Permet une irrigation immédiate de l'œil en cas de poussières ou d'éclaboussures chimiques légères. Couvercle de protection et support pour un positionnement visible près des zones à risque.

### Dimensions

Station murale en ABS : 260 × 340 × 90 mm · 2 flacons de sérum physiologique stérile de 500 ml chacun.

### Contenu du kit

- 2 × flacons de sérum physiologique stérile 0,9 % NaCl de 500 ml
- Station murale en ABS avec support
- Kit de fixation (vis et chevilles)
- Mode d'emploi multilingue

### Mode d'emploi

1) Ouvrir le couvercle et saisir un flacon. 2) Tourner l'embout et positionner la coupelle sur l'œil concerné. 3) Presser pour

démarrer l'écoulement et irriguer 10–15 minutes en gardant l'œil ouvert. 4) Consulter un médecin si l'irritation persiste. 5) Remplacer les flacons utilisés et vérifier régulièrement les dates de péremption.

## German

### Beschreibung

Wandmontierte Augenspülstation mit kompaktem, schnell zugänglichem Design. Ermöglicht die sofortige Spülung des Auges bei Staub oder leichten Chemikalienspritzern.

Schutzdeckel und Halterung für gut sichtbare Platzierung in Gefahrenbereichen.

### Abmessungen

Wandstation aus ABS: 260 × 340 × 90 mm · 2 Flaschen sterile Kochsalzlösung à 500 ml.

### Lieferumfang

- 2 × Flaschen sterile Kochsalzlösung 0,9 % NaCl, 500 ml
- Wandstation aus ABS mit Halterung
- Befestigungssatz (Schrauben und Dübel)
- Mehrsprachige Gebrauchsanweisung

### Anleitung

1) Deckel öffnen und eine Flasche entnehmen. 2) Düse drehen und die Augenmuschel auf das betroffene Auge setzen. 3) Drücken, um den Fluss zu starten, und 10–15 Minuten spülen, Auge offen halten. 4) Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. 5) Verbrauchte Flaschen ersetzen und Verfallsdaten regelmäßig prüfen.

## Spanish

### Descripción

Estación de lavado ocular mural con diseño compacto y de acceso rápido. Proporciona irrigación inmediata del ojo en caso de polvo o salpicaduras químicas leves. Tapa protectora y soporte para colocación visible cerca de las zonas de riesgo.

### Dimensiones

Estación mural de ABS: 260 × 340 × 90 mm · 2 botellas de suero fisiológico estéril de 500 ml cada una.

### Contenido del kit

- 2 × botellas de suero fisiológico estéril 0,9 % NaCl de 500 ml
- Estación mural de ABS con soporte
- Kit de fijación (tornillos y tacos)
- Instrucciones multilingües

### Instrucciones

1) Abra la tapa y tome un frasco. 2) Gire la boquilla y coloque la copa sobre el ojo afectado. 3) Presione para iniciar el flujo e



irrigue durante 10–15 minutos manteniendo el ojo abierto. 4) Si la irritación persiste, consulte a un médico. 5) Sustituya los frascos usados y revise las fechas de caducidad periódicamente.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 14/01/2026