

Product name – Burnshield Hydrogel Bottle 50 mL – Sterile Trauma Hydrogel

Cod: GEL002

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione

Gel per ustioni con olio di Tea Tree naturale in flacone da 50 mL. Indicato per ustioni e scottature di piccole e medie dimensioni; rinfresca e lenisce, minimizza i danni cutanei, sicuro anche per l'uso pediatrico.

Dimensioni

Contenuto: 50 mL (≈ 1.8 oz). Flacone richiudibile.

Istruzioni d'uso

Pulire delicatamente l'area interessata; se necessario, raffreddare con acqua. Applicare uno strato uniforme di Hydrogel direttamente sulla zona ustionata senza massaggiare. Ripetere l'applicazione per mantenere l'area umida. Coprire con garza non aderente o medicazione idonea e fissare con bendaggio leggero. Solo per uso esterno. Monouso sul paziente; richiudere il flacone se non completamente utilizzato e smaltire secondo le procedure vigenti.



Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta.

English

Description

Hydrogel burn gel with natural Tea Tree oil in a 50 mL bottle. Suitable for small to medium burns and scalds; cools and soothes, minimises skin damage, safe for use on children.

Dimensions

Content: 50 mL (~ 1.8 oz). Resealable bottle.

Instructions for use

Gently clean the affected area; if needed, cool with water. Apply an even layer of Hydrogel directly to the burn without rubbing. Reapply as required to keep the area moist. Cover with a non-adherent dressing or suitable gauze and secure with a light bandage. For external use only. Single use per patient; if not fully used, recap and dispose according to local protocols. Store in a cool, dry place away from direct sunlight and heat.

French

Description

Gel hydrogel pour brûlures avec huile essentielle d'arbre à thé naturelle en flacon de 50 mL. Indiqué pour brûlures de petite et moyenne surface ; rafraîchit et apaise, réduit les lésions cutanées, sûr chez l'enfant.

Dimensions

Contenu : 50 mL (~ 1.8 oz). Flacon refermable.

Mode d'emploi

Nettoyer délicatement la zone atteinte ; si nécessaire, refroidir à l'eau. Appliquer une couche uniforme d'hydrogel directement sur la brûlure sans frotter. Réappliquer si besoin pour maintenir l'humidité. Couvrir avec une compresse non adhérente ou un pansement approprié et fixer avec un bandage léger. Usage externe uniquement. Usage unique par patient ; refermer le flacon si non utilisé complètement et éliminer selon les protocoles en vigueur. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil et



de la chaleur.

German

Beschreibung

Hydrogel-Brandgel mit natürlichem Teebaumöl in einer 50-mL-Flasche. Geeignet für kleine bis mittelgroße Verbrennungen und Verbrühungen; kühlt und beruhigt, minimiert Hautschäden, für Kinder geeignet.

Abmessungen

Inhalt: 50 mL (~ 1.8 oz). Wieder verschließbare Flasche.

Gebrauchsanweisung

Betroffene Stelle vorsichtig reinigen; bei Bedarf mit Wasser kühlen. Eine gleichmäßige Schicht Hydrogel direkt auf die Verbrennung auftragen, ohne zu reiben. Bei Bedarf erneut auftragen, um die Fläche feucht zu halten. Mit nicht haftender Auflage oder geeignetem Verband abdecken und mit leichtem Verband fixieren. Nur zur äußeren Anwendung. Einmalige Anwendung pro Patient; Flasche wieder verschließen, falls nicht vollständig verbraucht, und gemäß lokalen Vorgaben entsorgen. Kühl und trocken, vor Sonne und Wärme geschützt lagern.

Spanish

Descripción

Gel de hidrogel para quemaduras con aceite natural de árbol de té en frasco de 50 mL. Indicado para quemaduras pequeñas y medianas; refresca y calma, minimiza el daño cutáneo, seguro para su uso en niños.

Dimensiones

Contenido: 50 mL (~ 1.8 oz). Frasco reutilizable con tapa.

Instrucciones de uso

Limpie suavemente el área afectada; si es necesario, enfríe con agua. Aplique una capa uniforme de Hydrogel directamente sobre la quemadura sin frotar. Reaplique según sea necesario para mantener la zona húmeda. Cubra con una gasa no adherente o un apósito apropiado y fije con un vendaje ligero. Solo uso externo. De un solo uso por paciente; si no se utiliza por completo, cierre el



frasco y deséchelo según los protocolos locales. Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y del calor.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 23/01/2026