



Prodotto - CEROTTO RISCALDANTE (self-heating patch)

Cod: MEG006

Regolamenti: I prodotti definiti come dispositivi medici sono conformi al MDR 745/2017 del 05/04/2017



**Lingua /
Language**

Italiano

Traduzione / Translation

Istruzioni d'uso

Aprire la busta e applicare il cerotto sulla pelle asciutta e pulita, nella zona interessata. Il prodotto si attiva all'aria in pochi minuti e sviluppa calore costante. Non utilizzare su cute lesa o irritata. Evitare l'uso



durante il sonno o su bambini. Rimuovere se si avverte eccessivo calore o fastidio. Monouso; smaltire dopo l'uso (fino a 12 ore).

Specifiche tecniche

Cerotto autoriscaldante monouso per termoterapia locale, indicato per affaticamenti e tensioni muscolari, dolori articolari, artrite e dolori mestruali. Miscela riscaldante a base di polvere di ferro, carbone e sale che, a contatto con l'ossigeno dell'aria, genera un calore costante fino a 12 ore. Ipoallergenico. Superficie adesiva studiata per spalle, zona lombare e addome inferiore.

Dimensioni

Dimensioni patch: 10 x 13 cm | Confezione: 2 pezzi.

English

Instructions for use

Open the sachet and apply the patch to clean, dry skin on the affected area. The patch is air- activated within a few minutes and provides steady heat. Do not use on broken or irritated skin. Avoid use while sleeping or on children. Remove if you feel excessive heat or discomfort. Single use; dispose after use (up to 12 hours).

Technical specifications

Single- use self- heating patch for localized thermotherapy, suitable for muscle fatigue and tension, joint pain, arthritis and menstrual cramps. Air- activated iron- based Air- activated heating blend based on iron powder, carbon and salt which, on contact with oxygen in the air, generates a steady heat for up to 12 hours. Hypoallergenic. Adhesive surface suitable for shoulder, lumbar area and lower abdomen.

Dimensions

Patch size: 10 x 13 cm | Packaging: 2 pieces.

Français

Mode d'emploi

Ouvrir le sachet et appliquer le patch sur une peau propre et sèche, sur la zone concernée. Le produit s'active à l'air en quelques minutes et diffuse une chaleur régulière. Ne pas utiliser sur une peau lésée ou irritée. Éviter l'utilisation pendant le sommeil ou chez l'enfant. Retirer en cas de chaleur excessive ou d'inconfort. Usage unique ; jeter après



usage (jusqu'à 12 heures).

Caractéristiques techniques

Patch auto- chauffant à usage unique pour thermothérapie locale, indiqué en cas de fatigue et tensions musculaires, douleurs articulaires, arthrite et douleurs menstruelles. Mélange chauffant à base de poudre de fer, de carbone et de sel qui, au contact de l'oxygène de l'air, génère une chaleur constante jusqu'à 12 heures. Hypoallergénique. Surface adhésive adaptée à l'épaule, la région lombaire et le bas- ventre.

Dimensions

Taille du patch : 10 x 13 cm | Conditionnement : 2 pièces.

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Beutel öffnen und das Pflaster auf die saubere, trockene Haut der betroffenen Stelle aufbringen. Das Produkt wird durch Luft aktiviert und erzeugt innerhalb weniger Minuten eine gleichmäßige Wärme. Nicht auf verletzter oder gereizter Haut anwenden. Nicht während des Schlafs oder bei Kindern verwenden. Bei übermäßiger Wärme oder Unbehagen entfernen. Einmalgebrauch; nach Gebrauch entsorgen (bis zu 12 Stunden).

Technische Daten

Selbstwärmendes Einmal- Pflaster für die lokale Wärmetherapie, geeignet bei Muskelermüdung und - verspannungen, Gelenkschmerzen, Arthritis und Menstruationsbeschwerden. Luftaktivierte, eisenbasierte Wärmemischung auf Basis von Eisenpulver, Kohlenstoff und Salz, die bei Kontakt mit dem Sauerstoff der Luft Wärme erzeugt und eine konstante Wärme bis zu 12 Stunden liefert. Hypoallergen. Haftfläche geeignet für Schulter, Lendenbereich und Unterbauch.

Abmessungen

Pflastergröße: 10 x 13 cm | Verpackung: 2 Stück.

Español

Instrucciones de uso

Abrir el sobre y aplicar el parche sobre la piel limpia y seca, en la zona afectada. El producto se activa con el aire en pocos minutos y



proporciona calor constante. No utilizar sobre piel lesionada o irritada. Evitar el uso durante el sueño o en niños. Retirar si se percibe calor excesivo o molestia. De un solo uso; desechar tras el uso (hasta 12 horas).

Especificaciones técnicas

Parche autocalentable de un solo uso para termoterapia local, indicado para fatiga y tensión muscular, dolor articular, artritis y dolores menstruales. Mezcla calefactora a base de polvo de hierro, carbono y sal que, al contacto con el oxígeno del aire, genera calor y proporciona una temperatura constante hasta 12 horas. Hipoalergénico. Superficie adhesiva adecuada para hombro, zona lumbar y bajo vientre.

Dimensiones

Tamaño del parche: 10 × 13 cm | Envase: 2 unidades.