

Product name – PULVIBIO – Absorbent powder for biological liquids (50 ml sachet)

Cod: PUV050

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione: Polvere assorbente e gelificante per la rapida inertizzazione di liquidi biologici (sangue, vomito, urine, essudati). Formato in bustina monodose da utilizzare su piccoli versamenti; migliora l'igiene e riduce il rischio di contaminazione durante la rimozione.

Dimensioni: Bustina da 50 ml.

Istruzioni: Aprire la bustina e spargere il contenuto direttamente sul liquido da assorbire fino a coprirlo. Attendere 30–60 secondi per la gelificazione. Raccogliere il gel con palette/idoneo dispositivo e smaltire secondo le norme locali. Evitare l'inalazione della polvere.



Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

English

Description: Absorbent, gelling powder for the quick neutralisation of biological liquids (blood, vomit, urine, exudates). Single-dose sachet format for small spills; improves hygiene and reduces contamination risk during spill removal.

Dimensions: 50 ml sachet.

Instructions: Open the sachet and sprinkle the contents directly over the spill until covered. Wait 30–60 seconds for gelification. Collect the gel with a scoop/suitable device and dispose of it according to local regulations. Avoid inhaling the powder. Store in a cool, dry place away from heat sources and direct sunlight.

French

Description: Poudre absorbante et gélifiante pour l'inertage rapide des liquides biologiques (sang, vomissures, urine, exsudats). Sachet unidose pour petits déversements ; améliore l'hygiène et réduit le risque de contamination lors du ramassage.

Dimensions: Sachet de 50 ml.

Mode d'emploi: Ouvrir le sachet et saupoudrer le contenu directement sur le liquide jusqu'à le couvrir. Attendre 30–60 secondes pour la gélification. Recueillir le gel avec une pelle/dispositif approprié et éliminer selon la réglementation locale. Éviter d'inhalier la poudre. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

German

Beschreibung: Saug- und Gelierpulver zur schnellen Inaktivierung biologischer Flüssigkeiten (Blut, Erbrochenes, Urin, Exsudate). Einzeldosis-Beutel für kleine Verschüttungen; verbessert die Hygiene und verringert das Kontaminationsrisiko bei der Beseitigung.

Abmessungen: Beutel mit 50 ml.

Gebrauchsanweisung: Beutel öffnen und den Inhalt direkt auf die Flüssigkeit streuen, bis diese bedeckt ist. 30–60 Sekunden zur Gelbildung warten. Gel mit Schaufel/geeignetem Hilfsmittel aufnehmen und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.



Einatmen des Pulvers vermeiden. Kühl und trocken, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Spanish

Descripción: Polvo absorbente y gelificante para la rápida inertización de líquidos biológicos (sangre, vómito, orina, exudados). Formato de sobre monodosis para derrames pequeños; mejora la higiene y reduce el riesgo de contaminación durante la retirada.

Dimensiones: Sobre de 50 ml.

Instrucciones de uso: Abrir el sobre y espolvorear el contenido directamente sobre el derrame hasta cubrirlo. Esperar 30–60 segundos para la gelificación. Recoger el gel con una pala/dispositivo adecuado y desecharlo según la normativa local. Evitar inhalar el polvo. Conservar en lugar fresco y seco, protegido del calor y de la luz solar directa.