

Product name: BurnFree® Sterile Burn & Wound Dressing – 30×30 cm (12"×12")

Cod: GAZ112

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione

Medicazione antiustione sterile in garza imbevuta di hydrogel con azione rinfrescante e lenitiva. Non aderente, aiuta a ridurre dolore e danno cutaneo.

Dimensioni

Garza/dressing: 30 × 30 cm

Contenuto del kit

- 1 garza BurnFree® sterile 30 × 30 cm imbevuta di hydrogel
- Foglio istruzioni

Istruzioni

Aprire la busta, estrarre la garza e applicare il lato imbevuto direttamente sull'ustione senza frizionare. Non rimuovere corpi estranei aderenti. Coprire e fissare se necessario. Raffreddare la zona per almeno 15–20 minuti e rivolgersi a personale sanitario per ustioni estese o profonde. Monouso.



English

Description

Sterile burn dressing (gauze) impregnated with cooling, soothing hydrogel. Non- adherent; helps relieve pain and minimise skin damage.

Dimensions

Dressing: 30 × 30 cm (12" × 12")

Kit contents

- 1 BurnFree® sterile 30 × 30 cm hydrogel burn dressing
- Instruction leaflet

Instructions for use

Open pouch, remove dressing and place gel side directly on the burn without rubbing. Do not remove adhered debris. Cover and secure if required. Cool the area for at least 15–20 minutes and seek medical attention for extensive or deep burns. Single- use.

French

Description

Pansement stérile pour brûlures, en gaze imprégnée d'hydrogel rafraîchissant et apaisant. Non adhérent ; aide à soulager la douleur et à limiter les lésions cutanées.

Dimensions

Pansement : 30 × 30 cm

Contenu du kit

- 1 pansement BurnFree® stérile 30 × 30 cm imbibé d'hydrogel
- Notice d'utilisation

Mode d'emploi

Ouvrir le sachet, retirer le pansement et appliquer la face imprégnée directement sur la brûlure sans frotter. Ne pas retirer les débris adhérents. Couvrir et fixer si nécessaire. Refroidir la zone au moins 15–20 minutes et consulter en cas de brûlures étendues ou profondes. Usage unique.

German

Beschreibung

Sterile Brandwundenauflage aus Gaze, getränkt mit kühlendem, beruhigendem Hydrogel. Nicht haftend; lindert Schmerzen und minimiert Hautschäden.

Abmessungen

Auflage: 30 × 30 cm

Lieferumfang

- 1 BurnFree® Hydrogel-Brandwundenauflage 30 × 30 cm, steril
- Gebrauchsanweisung

Anwendung

Beutel öffnen, Auflage entnehmen und die Gel-Seite ohne Reiben direkt auf die Verbrennung legen. Anhaftende Fremdkörper nicht entfernen. Bei Bedarf abdecken und fixieren. Bereich mindestens 15–20 Minuten kühlen und bei großen oder tiefen Verbrennungen ärztliche Hilfe aufsuchen. Einmalprodukt.

Spanish**Descripción**

Apósito estéril de gasa impregnada con hidrogel refrescante y calmante. No adherente; ayuda a aliviar el dolor y a minimizar el daño cutáneo.

Dimensiones

Apósito: 30 × 30 cm

Contenido del kit

- 1 apósito BurnFree® hidrogel estéril 30 × 30 cm
- Hoja de instrucciones

Instrucciones de uso

Abra el sobre, retire el apósito y coloque el lado con gel directamente sobre la quemadura sin frotar. No retire restos adheridos. Cubra y fije si es necesario. Enfríe la zona durante al menos 15–20 minutos y busque asistencia médica en quemaduras extensas o profundas. Producto de un solo uso.