

MEDIC 3 BIO KIT – ABSORBENT POWDER CASE

Cod:CPS614

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione: Valigetta per assorbimento di liquidi biologici con polvere addensante, pensata per una gestione rapida e sicura degli sversamenti.

Dimensioni: 285×210×87 mm

Peso: 0,800 kg

Contenuto del kit:

- 1 paio di guanti
- 1 mascherina con visiera
- 2 buste di polvere addensante PUV050
- 1 paletta + raccoglitore
- 2 sacchetti per rifiuti
- 3 salviette alcool
- 1 tubetto GERMO GEL disinfettante mani 75 ml
- 1 flacone disinfettante alcool
- 1 confezione fazzoletti in carta



Istruzioni: Aprire la valigetta e verificare l'integrità dei dispositivi. Distribuire la polvere addensante sull'eventuale sversamento biologico, attendere l'assorbimento, raccogliere con paletta e raccoglitore e smaltire nei sacchetti per rifiuti. Igienizzare le mani con gel. Smaltire i materiali monouso secondo le normative locali.

English

Description: Biological- spill absorbent kit with thickening powder, designed for fast and safe spill management.

Dimensions: 285×210×87mm

Weight: 0.80 kg

Kit contents:

- 1 pair of gloves
- 1 mask with visor
- 2 sachets of thickening powder PUV050
- 1 scoop + collector
- 2 waste bags
- 3 alcohol wipes
- 1 tube of GERMO GEL hand disinfectant 75 ml
- 1 bottle of alcohol disinfectant
- 1 pack of paper tissues

Instructions: Open the case and check that the items are intact. Sprinkle thickening powder on any biological spill, wait for absorption, collect with the scoop and collector, and dispose of in the waste bags. Sanitize hands with gel. Dispose of single- use materials in accordance with local regulations.

French

Description: Kit d'absorption des liquides biologiques avec poudre épaississante, conçu pour une gestion rapide et sûre des déversements.

Dimensions: 285×210×87 mm

Poids : 0,80 kg

Contenu du kit:

- 1 paire de gants
- 1 masque avec visière
- 2 sachets de poudre épaississante PUV050
- 1 pelle + ramasseur
- 2 sacs pour déchets
- 3 lingettes imprégnées d'alcool
- 1 tube de gel désinfectant pour les mains
GERMO 75 ml
- 1 flacon de désinfectant alcoolique
- 1 paquet de mouchoirs en papier

Mode d'emploi: Ouvrir la valisette et vérifier l'intégrité des articles. Saupoudrer la poudre épaississante sur le déversement biologique, attendre l'absorption, ramasser avec la pelle et le ramasseur et éliminer dans les sacs de déchets. Désinfecter les mains avec le gel. Éliminer les matériels à usage unique selon la réglementation locale.

German

Beschreibung: Absorber- Kit für biologische Flüssigkeiten mit Eindickpulver – für eine schnelle und sichere Beseitigung von Verschüttungen.

Abmessungen: 285×210×87 mm

Gewicht: 0,80 kg

Kit- Inhalt:

- 1 Paar Handschuhe
- 1 Maske mit Visier
- 2 Beutel Eindickpulver PUV050
- 1 Schaufel + Auffangschale
- 2 Abfallbeutel
- 3 Alkoholtücher
- 1 Tube GERMO GEL Händedesinfektionsmittel 75 ml
- 1 Flasche Alkohol- Desinfektionsmittel
- 1 Packung Papiertaschentücher

Anleitung: Den Koffer öffnen und die Unversehrtheit

der Artikel prüfen. Eindickpulver auf verschüttetes biologisches Material streuen, die Aufnahme abwarten, mit Schaufel und Auffangschale aufnehmen und in den Abfallbeuteln entsorgen. Hände mit Gel desinfizieren. Einwegmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Spanish

Descripción: Kit absorbente para derrames biológicos con polvo espesante, diseñado para una gestión rápida y segura de derrames.

Dimensiones: 285×210×87 mm

Peso: 0,80 kg

Contenido del kit:

- 1 par de guantes
- 1 mascarilla con visera
- 2 sobres de polvo espesante PUV050
- 1 paleta + recogedor
- 2 bolsas para residuos
- 3 toallitas con alcohol
- 1 tubo de GERMO GEL desinfectante de manos 75 ml
- 1 frasco de desinfectante alcohólico
- 1 paquete de pañuelos de papel

Instrucciones: Abra el maletín y compruebe la integridad de los artículos. Espolvoree el polvo espesante sobre el derrame biológico, espere la absorción, recoja con la paleta y el recogedor y deséchelo en las bolsas de residuos. Higienice las manos con el gel. Deseche los materiales de un solo uso conforme a la normativa local.