

STERILE SALINE SOLUTION 0.9%

Cod: SOL007 – SOL002 – SOL004

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione

Soluzione fisiologica sterile allo 0,9% NaCl per irrigazione e detersione di ferite, cute e mucose; adatta anche per lavaggi oculari e per dispositivi medici compatibili.

Dimensioni

- SOL007: flacone 100 ml – Dimensioni: 192×35 mm – ; – Imballo 20 p
- SOL002: flacone 250 ml – Dimensioni: 230×50 mm – ; –

Imballo 20 pz.

• SOL004: flacone 500 ml – Dimensioni: 244×65 mm – ; –
Imballo 10 pz.

Istruzioni d'uso

Aprire il contenitore in modo asettico. Irrigare la zona interessata o il dispositivo; non utilizzare se il flacone è danneggiato o aperto. Uso singolo; smaltire l'eventuale residuo. Conservare in luogo fresco e asciutto.

English

Descrizione

Sterile 0.9% NaCl saline solution for irrigation and cleansing of wounds, skin and mucosa; also suitable for eye rinsing and compatible medical devices.

Dimensioni

• SOL007: 100 ml bottle – Size: 192×35 mm – ; – Pack of 20 pcs.
• SOL002: 250 ml bottle – Size: 230×50 mm – ; – Pack of 20 pcs.
• SOL004: 500 ml bottle – Size: 244×65 mm – ; – Pack of 10 pcs.

Istruzioni d'uso

Open aseptically. Irrigate the area or device as required; do not use if the bottle is damaged or previously opened. Single use; discard any remainder. Store in a cool, dry place.

Français

Descrizione

Solution saline stérile à 0,9 % NaCl pour l'irrigation et le nettoyage des plaies, de la peau et des muqueuses ; également adaptée au rinçage oculaire et aux dispositifs médicaux compatibles.

Dimensioni

• SOL007 : flacon 100 ml – Dimensions : 192×35 mm – ; – Colis de 20 pcs.
• SOL002 : flacon 250 ml – Dimensions : 230×50 mm – ; – Colis de 20 pcs.
• SOL004 : flacon 500 ml – Dimensions : 244×65 mm – ; – Colis de 10 pcs.

Istruzioni d'uso	Ouvrir de façon aseptique. Irriguer la zone concernée ou le dispositif selon besoin ; ne pas utiliser si le flacon est endommagé ou déjà ouvert. Usage unique ; éliminer le reste. Conserver au frais et au sec.
Deutsch	
Descrizione	Sterile 0,9 % NaCl- Kochsalzlösung zur Spülung und Reinigung von Wunden, Haut und Schleimhäuten; auch geeignet für Augenspülungen und kompatible Medizinprodukte.
Dimensioni	• SOL007: Flasche 100 ml – Abmessungen: 192×35 mm – ; – Verpackung 20 Stk. • SOL002: Flasche 250 ml – Abmessungen: 230×50 mm – ; – Verpackung 20 Stk. • SOL004: Flasche 500 ml – Abmessungen: 244×65 mm – ; – Verpackung 10 Stk.
Istruzioni d'uso	Aseptisch öffnen. Betroffene Stelle oder Gerät spülen; nicht verwenden, wenn die Flasche beschädigt oder bereits geöffnet ist. Einmalgebrauch; Rest verwerfen. Kühl und trocken lagern.
Español	
Descrizione	Solución salina estéril al 0,9 % NaCl para irrigación y limpieza de heridas, piel y mucosas; también apta para enjuagues oculares y dispositivos médicos compatibles.
Dimensioni	• SOL007: frasco 100 ml – Dimensiones: 192×35 mm – ; – Embalaje 20 uds. • SOL002: frasco 250 ml – Dimensiones: 230×50 mm – ; – Embalaje 20 uds. • SOL004: frasco 500 ml – Dimensiones: 244×65 mm – ; – Embalaje 10 uds.
Istruzioni d'uso	Abrir de forma aséptica. Irrigar la zona o el dispositivo según necesidad; no usar si el frasco está dañado o previamente abierto. De un solo uso; desechar el remanente. Conservar en lugar fresco y seco.