



## CHLORHEXIDINE DISINFECTANT WIPE

Cod: TOW014

**Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017**



---

Italiano

### **Descrizione**

Salvietta disinfettante monouso impregnate con clorexidina digluconato, indicata per l'igiene della cute integra prima di piccole medicazioni o procedure.

### **Dimensioni**

Bustina monouso con salvietta imbevuta.

Dimensioni bustina: 60x80 mm; dimensioni salvietta: 143x150 mm.

### **Istruzioni d'uso**

Aprire il sacchetto, estrarre la salvietta e passare delicatamente sulla zona interessata fino ad inumidirla uniformemente. Lasciare agire e lasciare asciugare all'aria. Uso esterno; evitare il contatto con occhi e mucose.



English

<b>Descrizione</b>	Single- use disinfectant wipe impregnated with chlorhexidine digluconate, suitable for hygiene of intact skin prior to minor dressings or procedures.
<b>Dimensioni</b>	Single- use sachet with impregnated wipe. Sachet size: 60x80 mm; wipe size: 143x150 mm.
<b>Istruzioni d'uso</b>	Open the sachet, remove the wipe and gently rub over the area until evenly moistened. Allow to act and air- dry. For external use; avoid contact with eyes and mucous membranes.

Français

<b>Descrizione</b>	Lingette désinfectante à usage unique imprégnée de digluconate de chlorhexidine, adaptée à l'hygiène de la peau intacte avant de petits soins ou procédures.
<b>Dimensioni</b>	Sachet à usage unique avec lingette imprégnée. Taille du sachet : 60x80 mm ; taille de la lingette : 143x150 mm.
<b>Istruzioni d'uso</b>	Ouvrir le sachet, sortir la lingette et passer délicatement sur la zone concernée jusqu'à humidification uniforme. Laisser agir puis sécher à l'air. Usage externe ; éviter le contact avec les yeux et les muqueuses.

Deutsch

<b>Descrizione</b>	Einweg- Desinfektionstuch mit Chlorhexidin- Digluconat, geeignet für die Hygiene unverletzter Haut vor kleineren Verbänden oder Maßnahmen.
<b>Dimensioni</b>	Einzelsachet mit getränktem Tuch. Sachetgröße: 60x80 mm; Tuchgröße: 143x150 mm.
<b>Istruzioni d'uso</b>	Sachet öffnen, Tuch entnehmen und die betroffene Stelle sanft abwischen, bis sie gleichmäßig befeuchtet ist. Einwirken lassen und an der Luft trocknen. Nur zur äußeren Anwendung;



Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden.

Español

**Descrizione**

Toallita desinfectante de un solo uso impregnada con digluconato de clorhexidina, indicada para la higiene de la piel íntegra antes de curas o procedimientos menores.

**Dimensioni**

Sobre monouso con toallita impregnada. Tamaño del sobre: 60x80 mm; tamaño de la toallita: 143x150 mm.

**Istruzioni d'uso**

Abrir el sobre, retirar la toallita y pasar suavemente sobre la zona hasta humedecerla de forma uniforme. Dejar actuar y secar al aire. Uso externo; evitar el contacto con ojos y mucosas.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 04/11/2025