



Product name - "PINOCCHIO" helicoidal mouth opener + VENTO

Cod: APR100K

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano	Descrizione: Apribocca elicoidale "PINOCCHIO" con dispositivo monouso VENTO per rianimazione bocca a bocca. Consente l'apertura/il mantenimento dell'apertura orale durante le manovre di primo soccorso. Dimensioni: 15 × 4,5 × 4,5 cm. Peso: 0,06 kg. Istruzioni: Utilizzare da personale formato secondo le procedure di primo soccorso/BLS. Aprire la confezione, verificare l'integrità. Posizionare l'apribocca secondo necessità clinica. Utilizzare VENTO per la ventilazione
----------	--

	secondo le linee guida. Smaltire i dispositivi monouso dopo l'uso. Contenuto: • 1 × Atribocca "PINOCCHIO" in polietilene HD (alta densità) • 1 × VENTO in plastica monouso (dispositivo per rianimazione bocca a bocca)
English	Description: "PINOCCHIO" helicoidal mouth opener with disposable VENTO mouth-to-mouth resuscitator. Helps open/maintain oral opening during first-aid manoeuvres. Dimensions: 15 × 4.5 × 4.5 cm. Weight: 0.06 kg. Instructions: For use by trained personnel according to first-aid/BLS procedures. Open the pack and check integrity. Position the mouth opener as clinically required. Use VENTO for ventilation according to guidelines. Dispose of single-use items after use. Contents: • 1 × "PINOCCHIO" mouth opener in HD polyethylene (high density) • 1 × VENTO disposable plastic mouth-to-mouth resuscitator
Français	Description: Écarteur buccal hélicoïdal « PINOCCHIO » avec dispositif jetable VENTO pour la réanimation bouche-à-bouche. Aide à ouvrir/maintenir l'ouverture buccale lors des gestes de premiers secours. Dimensions: 15 × 4,5 × 4,5 cm. Poids : 0,06 kg. Instructions: À utiliser par du personnel formé selon les procédures de premiers secours/BLS. Ouvrir l'emballage et vérifier l'intégrité. Positionner l'écarteur buccal selon le besoin clinique. Utiliser VENTO pour la ventilation selon les recommandations. Jeter les éléments à

	usage unique après utilisation. Contenu: • 1 × Écarteur buccal « PINOCCHIO » en polyéthylène HD (haute densité) • 1 × VENTO en plastique jetable (dispositif bouche-à-bouche)
Deutsch	Beschreibung: Helikaler Mundöffner „PINOCCHIO“ mit Einweg-Beatmungshilfe VENTO für Mund-zu-Mund-Beatmung. Hilft, die Mundöffnung bei Erste-Hilfe-Maßnahmen zu öffnen/aufrechtzuerhalten. Abmessungen: 15 × 4,5 × 4,5 cm. Gewicht: 0,06 kg. Anweisungen: Zur Anwendung durch geschultes Personal gemäß Erste-Hilfe-/BLS-Verfahren. Packung öffnen und Unversehrtheit prüfen. Mundöffner je nach klinischem Bedarf platzieren. VENTO gemäß Richtlinien zur Beatmung verwenden. Einmalartikel nach Gebrauch entsorgen. Inhalt: • 1 × Mundöffner „PINOCCHIO“ aus HD-Polyethylen (hohe Dichte) • 1 × VENTO Einweg-Beatmungshilfe aus Kunststoff (Mund-zu-Mund)
Español	Descripción: Abridor bucal helicoidal “PINOCCHIO” con dispositivo desechable VENTO para reanimación boca a boca. Ayuda a abrir/mantener la apertura oral durante las maniobras de primeros auxilios. Dimensiones: 15 × 4,5 × 4,5 cm. Peso: 0,06 kg. Instrucciones: Para uso por personal formado según procedimientos de primeros auxilios/SVB. Abra el envase y verifique la integridad. Coloque el abridor bucal según necesidad clínica. Utilice VENTO para la ventilación según las guías. Deseche los artículos de un solo

	uso tras su utilización. Contenido: • 1 × Abridor bucal “PINOCCHIO” de polietileno HD (alta densidad) • 1 × VENTO de plástico desechable (reanimador boca a boca)
--	--