

Product name – 1 P – Empty Plastic Cabinet

Cod: CAV029

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione: Armadietto in plastica 1 P vuoto, con chiusure a scatto e ripiani interni; adatto per dotazioni di primo soccorso e installazione a parete.

Dimensioni: 370 x 220 x 140 mm — **Peso:** 1,00 kg.

Istruzioni: Fissare a parete con tasselli idonei, verificando il supporto. Allestire secondo normativa vigente e distribuire il materiale in modo ordinato. Pulire con panno umido e detergente neutro; evitare solventi/abrasivi. Ispezionare periodicamente il



contenuto e sostituire gli articoli scaduti o danneggiati.

English

Description: 1 P empty plastic cabinet with snap locks and internal shelves; designed for wall mounting and first-aid storage.

Dimensions: 370 x 220 x 140 mm — **Weight:** 1,00 kg.

Instructions: Mount to a solid wall using suitable anchors. Equip according to local regulations and arrange contents neatly. Clean with a damp cloth and mild detergent; avoid solvents/abrasives. Inspect contents regularly and replace expired or damaged items.

French

Description: Armoire en plastique 1 P vide, fermetures à clip et étagères internes ; prévue pour la fixation murale et le rangement du matériel de premiers secours.

Dimensions: 370 x 220 x 140 mm — **Poids :** 1,00 kg.

Instructions: Fixer au mur avec des chevilles adaptées. Équiper conformément à la réglementation en vigueur et organiser le contenu. Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux ; éviter solvants/abrasifs. Vérifier régulièrement le contenu et remplacer les articles périmés ou endommagés.

German

Beschreibung: Kunststoffschränk 1 P, leer, mit Schnappverschlüssen und Innenböden; zur Wandmontage und Aufbewahrung von Erste-Hilfe-Material.

Abmessungen: 370 x 220 x 140 mm — **Gewicht:** 1,00 kg.

Anweisungen: Mit geeigneten Dübeln an einer tragfähigen Wand montieren. Gemäß Vorschriften bestücken und Inhalte ordentlich anordnen. Mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen; Lösungsmittel/Schleifmittel vermeiden. Inhalt regelmäßig prüfen und abgelaufene/beschädigte Artikel ersetzen.

Spanish

Descripción: Armario de plástico 1 P vacío, con cierres a presión y estantes internos; pensado para montaje en pared y almacenaje de primeros auxilios.



Dimensiones: 370 x 220 x 140 mm — **Peso:** 1,00 kg.

Instrucciones: Fijar a una pared resistente con tacos adecuados. Equipar según la normativa vigente y organizar el contenido. Limpiar con un paño húmedo y detergente neutro; evitar disolventes/abrasivos. Revisar periódicamente el contenido y sustituir los artículos caducados o dañados.