

Product name – 605 M – Empty Metal Cabinet

Cod: CAV605

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione: Armadietto metallico per pronto soccorso 605 M vuoto, con anta a battente e serratura con chiave; struttura in metallo verniciato, pensato per l’allestimento di dotazioni sanitarie a parete.

Dimensioni: 402 x 202 x 483 mm — **Peso:** 6,60 kg.

Istruzioni: Fissare a parete utilizzando tasselli/idonea ferramenta; verificare il supporto. Allestire con presidi secondo normativa vigente e distribuire i carichi in modo uniforme sui ripiani. Pulire con panno umido e detergente neutro; evitare solventi/abrasivi. Controllare periodicamente serratura, cerniere e stato dei materiali; sostituire articoli scaduti o danneggiati.

English

Description: 605 M empty metal first-aid cabinet with hinged door and key lock; painted steel construction, designed for wall mounting and first-aid storage.

Dimensions: 402 x 202 x 483 mm — **Weight:** 6,60 kg.

Instructions: Mount to the wall using appropriate anchors; ensure the surface can support the load. Equip according to applicable regulations and distribute weight evenly on the shelves. Clean with a damp cloth and mild detergent; avoid solvents/abrasives. Periodically check the lock, hinges and contents; replace expired or damaged items.

French

Description: Armoire métallique de premiers secours 605 M vide, porte battante avec serrure à clé ; structure en acier peint, prévue pour fixation murale et rangement du matériel.

Dimensions: 402 x 202 x 483 mm — **Poids :** 6,60 kg.

Instructions: Fixer au mur avec des chevilles/une quincaillerie adaptées ; vérifier la résistance du support. Équiper conformément à la réglementation en vigueur et répartir uniformément les charges sur les étagères. Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent neutre ; éviter solvants/abrasifs. Contrôler régulièrement la serrure, les charnières et le contenu ; remplacer les articles périmés ou endommagés.

German

Beschreibung: Metallschrank 605 M für Erste Hilfe, leer, mit Drehtür und Zylinderschloss; lackierte Stahlkonstruktion, zur Wandmontage geeignet.

Abmessungen: 402 x 202 x 483 mm — **Gewicht:** 6,60 kg.

Anweisungen: An der Wand mit geeigneten Dübeln/Befestigungen montieren; Tragfähigkeit des Untergrunds prüfen. Gemäß geltenden Vorschriften bestücken und Lasten gleichmäßig auf die Böden verteilen. Mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen; Lösungsmittel/Schleifmittel vermeiden. Schloss, Scharniere und Inhalt regelmäßig prüfen; abgelaufene oder beschädigte Artikel ersetzen.

Spanish

Descripción: Armario metálico 605 M vacío para primeros auxilios, con puerta abatible y cerradura con llave; estructura de acero pintado, pensado para montaje en pared y almacenamiento sanitario.



Dimensiones: 402 x 202 x 483 mm — **Peso:** 6,60 kg.

Instrucciones: Fijar a la pared utilizando tacos/herrajes adecuados; comprobar la resistencia del soporte. Equipar conforme a la normativa vigente y repartir uniformemente las cargas en los estantes. Limpiar con un paño húmedo y detergente neutro; evitar disolventes/abrasivos. Comprobar periódicamente cerradura, bisagras y contenido; sustituir los artículos caducados o dañados.